

报价明细表(根据采购文件要求提供)

项目编号： JSZC-320412-XHJS-G2025-0015			报价单位：人民币元						
项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期实验室相关设备采购（一标段）									
序号	设备名称	生产厂家	品牌	技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	边台（落地式底柜）核心产品	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：L*D750*H850mm ▲1、落地式底柜（底坐柜）：柜体为全钢落地式结构，用四个调整脚支撑，并调节水平；整个柜体门及抽屉面板处于同一平面。在底坐柜（规格 1200mm*550mm*890mm±20mm）柜顶堆叠 5 层高均匀加载：≥907 公斤，柜没有永久损坏；在柜顶沿中心线加载性：≥90 公斤，加载时门和抽屉能正常操作。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。 2、底坐柜采用优质冷轧钢板，钢板厚度采用 1)外门板：≥1.2mm；2)内门板：≥1.0mm；3)门板加强梁：≥ 1.2mm；4)抽屉：≥1.0mm；5)合页内固定板：≥ 1.2mm；6)层板：≥ 1.2mm；7)活动维修背板：≥ 0.8mm；8)外围板：≥ 1.0mm；9)底板：≥ 1.2mm；10)上横梁：≥ 2.0mm；11)调整脚支撑板：≥ 3.0mm；12)滑轨支撑梁：≥1.2mm。 3、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75 μ m，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 4、底坐柜：1)柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。2)抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。3)内置活动层板，层板每 20mm 需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。4)活动维修背板采用可拆装式设计。	米	272	2000	544000	/



			5)所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。6)所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于 5mm。7)实验台框架间配置座位空间。8)可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 ▲9)底坐柜抽屉加载≥45kg 负荷后循环使用 5 万次，抽屉无磨损、阻滞；柜门循环使用 10 万次，门操作顺畅无阻滞。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。 ▲10)底座柜涂漆钢板≥49 种耐化学性测试，结果等级 3 级（涂层出现起坑、四陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）不大于 4 个。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识） 底柜五金配件要求：1)滑轨：采用三节静音自闭式阻尼导轨；2)合页：采用 304 不锈钢材质合页铰链，开启角度≥180 度；3)把手：内嵌式拉手。 5、实验台面采用≥16mm 厚度的优质耐腐蚀实芯理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面水平，拼接台面应保持在 一个平面内。台面与柜体之间连接稳固，不能脱落或跷起。 耐腐蚀实芯理化板：常规 49 项化学试剂具有抗腐蚀性能，满足至少 47 项达到“0”级，外观“无变化”材料表面没有可察觉的改变”。 ▲耐腐蚀实芯理化板： 1)物理性能：密度≥1.35g/cm³、表面耐水蒸气达到 5 级、耐干热达到 5 级、耐湿热达到 5 级、耐龟裂达到 5 级，用六倍放大镜观察表面无裂纹、耐划痕达到 3 级、耐污染达到 5 级、耐光色牢度≥4-5 级、耐沸水（装饰面质量、侧面质量）达到 5 级、耐大				
--	--	--	--	--	--	--	--

				球冲击 0.324kg（冲击高度 1800mm 结果通过、凹痕直径≤10mm） 高温尺寸稳定性（横向≤0.8% 纵向≤0.4%）、静曲强度≥80Mpa、弯曲弹性模量≥9000Mpa、抗拉强度≥60Mpa；总挥发性有机化合物（TVOC）≤220 μg/ m³；苯酚释放量≤0.1 mg/m³； 2）甲醛释放量≤0.01 mg/m³； 3）燃烧性能：B1 级。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。					
2	边台 2(落地式底柜)	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：L*D1000*H850mm 1、落地式底柜（底座柜）：柜体为全钢落地式结构，用四个调整脚支撑，并调节水平；整个柜体门及抽屉面板处于同一平面。在底座柜（规格 1200mm*550mm*890mm±20mm）柜顶堆叠 5 层高均匀加载：≥907 公斤，柜没有永久损坏；在柜顶沿中心线加载性：≥90 公斤，加载时门和抽屉能正常操作。 所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。 2、底座柜采用优质冷轧钢板，钢板厚度采用 1) 外门板：≥1.2mm；2) 内门板：≥1.0mm；3) 门板加强梁：≥ 1.2mm；4) 抽屉：≥1.0mm；5) 合页内固定板：≥ 1.2mm；6) 层板：≥ 1.2mm；7) 活动维修背板：≥ 0.8mm；8) 外围板：≥ 1.0mm；9) 底板：≥ 1.2mm；10) 上横梁：≥ 2.0mm；11) 调整脚支撑板：≥ 3.0mm；12) 滑轨支撑梁：≥1.2mm。 3、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75 μm，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无龟裂、无斑点、无流疤等缺陷。 4、底座柜：1) 柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。2) 抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。3) 内置活动层板，层板每 20mm 需自由上下调	米	200	3120	624000	/

			节高度。层板承重$\geq 50\text{KG}$。4)活动维修背板采用可拆装式设计。 5)所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。6)所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于 5mm。7)实验台框架间配置座位空间。8)可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 9)底坐柜抽屉加载$\geq 45\text{kg}$ 负荷后循环使用 5 万次，抽屉无磨损、阻滞；柜门循环使用 10 万次，门操作顺畅无阻滞。 10)底座柜涂漆钢板≥ 49 种耐化学性测试，结果等级 3 级（涂层出现起坑、四陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）不大于 4 个。 底柜五金配件要求：1)滑轨：采用三节静音自闭式阻尼导轨；2)合页：采用 304 不锈钢材质合页铰链，开启角度≥ 180 度；3)把手：内嵌式拉手。 5、实验台面采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的优质耐腐蚀实芯理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面水平，拼接台面应保持在—个平面内。台面与柜体之间连接稳固，不能脱落或跷起。 耐腐蚀实芯理化板：常规 49 项化学试剂具有抗腐蚀性能，满足至少 47 项达到“0”级，外观“无变化—材料表面没有可察觉的改变”。 耐腐蚀实芯理化板： 1)物理性能：密度$\geq 1.35\text{g}/\text{cm}^3$、表面耐水蒸气达到 5 级、耐干热达到 5 级、耐湿热达到 5 级、耐龟裂达到 5 级，用六倍放大镜观察表面无裂纹、耐划痕达到 3 级、耐污染达到 5 级、耐光色牢度$\geq 4-5$ 级、耐沸水（装饰面质量、侧面质量）达到 5 级、耐大球冲击 0.324kg（冲击高度 1800mm 结果通过、凹痕直径$\leq 10\text{mm}$） 高温尺寸稳定性（横向$\leq 0.8\%$ 纵向$\leq 0.4\%$）、静曲强度$\geq 80\text{Mpa}$、				
--	--	--	---	--	--	--	--

				弯曲弹性模量$\geq 9000\text{Mpa}$、抗拉强度$\geq 60\text{Mpa}$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 220\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$；苯酚释放量$\leq 0.1\text{ mg}/\text{m}^3$； 2) 甲醛释放量$\leq 0.01\text{ mg}/\text{m}^3$； 3) 燃烧性能：B1 级。					
3	中央台	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：L*D1500*H850mm 1、落地式底柜（底座柜）：柜体为全钢落地式结构，用四个调整脚支撑，并调节水平；整个柜体门及抽屉面板处于同一平面。在底座柜（规格 1200mm*550mm*890mm$\pm$20mm）柜顶堆叠 5 层高均匀加载：≥ 907 公斤，柜没有永久损坏；在柜顶沿中心线加载性：≥ 90 公斤，加载时门和抽屉能正常操作。 所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。 2、底座柜采用优质冷轧钢板，钢板厚度采用 1) 外门板：$\geq 1.2\text{mm}$；2) 内门板：$\geq 1.0\text{mm}$；3) 门板加强梁：$\geq 1.2\text{mm}$；4) 抽屉：$\geq 1.0\text{mm}$；5) 合页内固定板：$\geq 1.2\text{mm}$；6) 层板：$\geq 1.2\text{mm}$；7) 活动维修背板：$\geq 0.8\text{mm}$；8) 外围板：$\geq 1.0\text{mm}$；9) 底板：$\geq 1.2\text{mm}$；10) 上横梁：$\geq 2.0\text{mm}$；11) 调整脚支撑板：$\geq 3.0\text{mm}$；12) 滑轨支撑梁：$\geq 1.2\text{mm}$。 3、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度$\geq 75\text{ }\mu\text{m}$，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 4、底座柜：1) 柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。2) 抽屉采用抽头锁舌，抽头为双层结构，内附隔音材料。3) 内置活动层板，层板每 20mm 需自由上下调节高度。层板承重$\geq 50\text{KG}$。4) 活动维修背板采用可拆装式设计。 5) 所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。6) 所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及	米	1345	4000	5380000	/

			调节水平，框架底部离地板距离应不少于 5mm。7)实验台框架间配置座位空间。8)可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 9)底座柜抽屉加载$\geq 45\text{kg}$ 负荷后循环使用 5 万次，抽屉无磨损、阻滞；柜门循环使用 10 万次，门操作顺畅无阻滞。 10)底座柜涂漆钢板≥ 49 种耐化学性测试，结果等级 3 级（涂层出现起坑、四陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）不大于 4 个。底柜五金配件要求：1)滑轨：采用三节静音自闭式阻尼导轨；2)合页：采用 304 不锈钢材质合页铰链，开启角度≥ 180 度；3)把手：内嵌式拉手。 5、实验台面采用$\geq 16\text{mm}$ 厚度的优质耐腐蚀实芯理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面水平，拼接台面应保持在—个平面内。台面与柜体之间连接稳固，不能脱落或跷起。 耐腐蚀实芯理化板：常规 49 项化学试剂具有抗腐蚀性能，满足至少 47 项达到“0”级，外观“无变化—材料表面没有可察觉的改变”。 耐腐蚀实芯理化板： 1)物理性能：密度$\geq 1.35\text{g}/\text{cm}^3$、表面耐水蒸气达到 5 级、耐干热达到 5 级、耐湿热达到 5 级、耐龟裂达到 5 级，用六倍放大镜观察表面无裂纹、耐划痕达到 3 级、耐污染达到 5 级、耐光色牢度$\geq 4-5$ 级、耐沸水（装饰面质量、侧面质量）达到 5 级、耐大球冲击 0.324kg（冲击高度 1800mm 结果通过，凹痕直径$\leq 10\text{mm}$）高温尺寸稳定性（横向$\leq 0.8\%$ 纵向$\leq 0.4\%$）、静曲强度$\geq 80\text{Mpa}$、弯曲弹性模量$\geq 9000\text{Mpa}$、抗拉强度$\geq 60\text{Mpa}$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 220\mu\text{g}/\text{m}^3$；苯酚释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$； 2)甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$；				
--	--	--	--	--	--	--	--

				3) 燃烧性能: B1 级。					
4	边台 3(框架无底柜)	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格: L*D750*H850mm 1、框架式实验桌(实验桌) 荷重性能≥ 270 公斤/米;所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。 2、边台(框架无底柜)采用全钢框架结构,主框架采用 40$\times$60 冷扎钢方管,钢管壁厚≥ 2.0mm,侧架整体焊接成型制作;前后横梁采用 40mm$\times$60mm 冷扎钢方管,钢管壁厚≥ 2.0mm;连结翼采用镀锌钢板冲折制作,钢板厚度≥ 2.0mm,表面经电镀处理,用于 D 型侧架与横梁的结合固定;调整脚采用$\phi 10$mm(含)以上镀锌钢制作,带 PVC 防水底垫,其有效调节高度≥ 20mm。活动维修背板,采用高品质一级冷轧钢板,钢板厚度≥ 0.8mm。 3、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度$\geq 75 \mu m$,金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能,涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 4、实验台面采用≥ 16mm 厚度的优质耐腐蚀实芯理化板,边缘背边加工带止水槽,打磨,呈弧型。台面水平,拼接台面应保持在同一个平面内。台面与柜体之间连接稳固,不能脱落或翘起。 耐腐蚀实芯理化板:常规 49 项化学试剂具有耐腐蚀性能,满足至少 47 项达到“0”级,外观“无变化—材料表面没有可察觉的改变”。 耐腐蚀实芯理化板: 1) 物理性能:密度$\geq 1.35g/cm^3$、表面耐水蒸气达到 5 级、耐干热达到 5 级、耐湿热达到 5 级、耐龟裂达到 5 级,用六倍放大镜观察表面无裂纹、耐划痕达到 3 级、耐污染达到 5 级、耐光色牢度$\geq 4-5$ 级、耐沸水(装饰面质量、侧面质量)达到 5 级、耐大球冲击 0.324kg(冲击高度 1800mm 结果通过、凹痕直径≤ 10mm)	米	12	1600	19200	/

				高温尺寸稳定性（横向$\leq 0.8\%$ 纵向$\leq 0.4\%$）、静曲强度$\geq 80\text{Mpa}$、弯曲弹性模量$\geq 9000\text{Mpa}$、抗拉强度$\geq 60\text{Mpa}$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 220\text{ }\mu\text{g/ m}^3$；苯酚释放量$\leq 0.1\text{ mg/ m}^3$； 2) 甲醛释放量$\leq 0.01\text{ mg/ m}^3$； 3) 燃烧性能：B1 级。					
5	不锈钢操作台	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：L*D750*H850mm 1、柜体为全钢落地式结构，用四个调整脚支撑，并调节水平；整个柜体门及抽屉面板处于同一平面。所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。 2、柜体采用优质 304 不锈钢板，钢板厚度采用 1) 外门板：$\geq 1.0\text{mm}$；2) 内门板：$\geq 0.8\text{mm}$；3) 门板加强梁：$\geq 1.2\text{mm}$；4) 抽屉：$\geq 1.0\text{mm}$；5) 合页内固定板：$\geq 1.2\text{mm}$；6) 层板：$\geq 1.0\text{mm}$；7) 活动维修背板：$\geq 0.8\text{mm}$；8) 外围板：$\geq 1.0\text{mm}$；9) 底板：$\geq 1.0\text{mm}$；10) 上横梁：$\geq 2.0\text{mm}$；11) 调整脚支撑板：$\geq 3.0\text{mm}$；12) 滑轨支撑梁：$\geq 1.0\text{mm}$。 3、柜体：1) 柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。2) 抽屉采用抽头锁合，抽头为双层结构，内附隔音材料。3) 内置活动层板，层板每 20mm 需自由上下调节高度。层板承重$\geq 50\text{KG}$。4) 活动维修背板采用可拆装式设计。5) 所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。6) 所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于 5mm。7) 实验台框架内配置座位空间。8) 可拆装式装饰封板，其组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露。 4、底柜五金配件要求：1) 滑轨：采用三节静音自闭式阻尼导轨；2) 合页：采用 304 不锈钢材质合页铰链，开启角度≥ 180度；3)	米	361	4800	1732800	/

				把手：不锈钢拉手。 5、台面采用双面 304 不锈钢板内包 18mm 厚实木多层板制作，不锈钢板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。					
6	试剂架	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：L*D400*H800mm 1、菱形试剂架采用台面安装式双立柱结构；立柱内侧带电源插座安装孔，电源插座安装在试剂架立柱上。 2、试剂架立柱采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板折弯焊接而成，整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于 25mm。 3、试剂架层板钢化玻璃（厚度$\geq 10\text{mm}$）制作，分上下 2 层层板，高低可调； 4、护栏采用外形尺寸规格 40mmx24mm，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不锈钢螺丝固定，正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金材质经剪裁、定位打孔后成型。 5、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度$\geq 75\mu\text{m}$，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 6、试剂架层板下方带 LED 日光灯，开关面板可安装在试剂架立柱上。	米	1072	1150	1232800	/
7	不锈钢水槽	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：W1200*D1000*H850mm 1.2mm 厚 304 不锈钢板折弯焊接打磨，表面拉丝处理；台面与水槽一体式，边缘带挡水边；带不锈钢鹅颈龙头一套（含不锈钢下水配件）；槽底有一定的角度设计，保证槽底无积水残留。	套	3	5500	16500	/

8	PP 水槽	广州市博朗实验室专业配件有限公司	博朗	型号规格：W550*D450*H310mm（±20mm） 1、水槽采用全新 PP 材料，无碳酸钙成分；四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；水槽壁厚≥5mm，槽体底部有导流线。 2、槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。 ▲3、耐液体化学介质性能（耐腐蚀性）：检测内容须包含氯仿（试剂浓度 99%）、硝酸（试剂浓度≥65%）、硫酸（试剂浓度 98%）、氢氧化钠等 15 种以上试剂完全浸泡≥48 小时，表面无腐蚀和变色。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。 4、总挥发性有机物（TVOC）释放率≤0.04mg/（m²·h）。 5、下水管安装 PP 防虹吸瓶式存水器。	个	250	380	95000	/
9	洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩	型号规格：H310mm ~ H390mm, KC2 1、主体：304 不锈钢或优质铜质。 2、洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 3、水流锁定开关：90° 旋转洗眼器杆后水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用，转回洗眼器杆后，水流停止。 4、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 5、供水软管：长 1.5 米的软性 PVC 管，外覆 304 不锈钢编织网，无生锈、漏水的现象，最外层包裹 PE 管，耐强腐蚀。软管瞬间耐压可达到 1.8Mpa。 6、出水量：≥6 升/分钟，出水高度 8~10cm； 7、在测试压力 0.20MPa 下，测试时间 3min/次，提供冲洗液流量：	个	210	650	136500	/

			6.9L/min, 能保持洗眼时间: $\geq 15\text{min}$。 8、$0.7\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$, 持续 $60\text{min} \pm 5\text{min}$, 然后加压至 $2.0\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$, 保持 $60\text{S} \pm 10\text{S}$, 各部位无破裂, 渗漏或者其他缺陷出现。 ▲9、抗菌性: (菌种 ≥ 12 种, 须包括金黄色葡萄球菌, 大肠埃希氏菌, 肺炎克雷伯氏菌, 宋氏志贺氏菌等, 抗菌率 $\geq 99\%$。) 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告 (具有 CMA 标识)。					
10	滴水架	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩 型号规格: W400*H550mm, KD1 1、全新原料 PP 材质, 高强度, 易组装和拆卸, 滴水棒呈竖直 30 度至 45 度角倾斜设计; 2、提供 ≥ 26 个滴水棒以及安装孔, 且便于徒手拆装; 3、滴水棒安装孔内止水设计; 滴水架底部有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水, 迅速排水。 4、滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合。 5、在荧光紫外灯暴露 ≥ 48 小时后, 表面无变化。 6、垂直燃烧达到 V-0 级。 ▲7、抗菌性: (菌种 ≥ 12 种, 须包括金黄色葡萄球菌, 大肠埃希氏菌, 肺炎克雷伯氏菌, 宋氏志贺氏菌等, 抗菌率 $\geq 99\%$。) 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告 (具有 CMA 标识)。 8、耐老化: 氙灯照射 120 小时, 外观无变化。	个	250	500	125000	/
11	三口水龙头	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩 型号规格: W260*D220*H560mm ($\pm 30\text{mm}$), KA1 1、龙头选用铜质, 陶瓷阀芯可 90 度旋转, 开关使用寿命测试可达 60 万次, 静态最大耐压 2.5MPa, 鹅颈出水管可 360 度旋转; 旋鈕把手为 PP 材质; 供水软管: 长度 1.5 米, 软性 PVC 管外覆不锈钢网, 外层包裹 PE 管。 2、涂(镀)层附着力: 要求达到 0 级;	个	250	480	120000	/

				▲3、金属污染物析出：铅$\leq 4 \mu\text{g/L}$、镉$\leq 0.6 \mu\text{g/L}$、砷$\leq 1.0 \mu\text{g/L}$；钡$\leq 190 \mu\text{g/L}$、钼析出量$\leq 0.4 \mu\text{g/L}$。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。 4、表面耐腐蚀性能 10 级。 5、根据现场情况台面配备挡水板；					
12	紧急冲淋洗眼器 （紧急喷淋器）	广州市博朗实 验室专业配件 有限公司	博朗	型号规格：W600~620mm *H2125 ~ 2240mm, 1、主体：304 不锈钢，外层高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、耐紫外线。 2、管径：主管直径为$\geq 32\text{mm}$。 3、冲淋器：高度 2080-2440mm；包含入水管（前端设置优质不锈钢三角阀）、球阀开关（1 秒内开启）、拉杆（单向拉动）、冲淋脚踏、冲淋头，洗眼盘。 压力 0.20MPa，3min/次，冲洗液流量：22.6L/min，能保持洗眼时间 15min。 4、洗眼器：高度 830-1150mm。包含入水管、球阀开关（1 秒内开启）、洗眼盘（洗眼喷头为高密度 PP 或优质铜质外加软性橡胶，内置过滤网，可过滤水中杂物，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛） 压力 0.20MPa，3min/次，冲洗液流量：22.6L/min，能保持洗眼时间 15min；洗眼器防尘盖为 PP 材质，使用时自动被水冲开。 5、水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成。 6、塑料配件抗老化 120h 循环老化，外观无明显变化。 ▲7、紧急冲淋-极限耐压：冲淋部位最大耐压值$\geq 20\text{MPa}$，洗眼部位最大耐压值$\geq 24\text{MPa}$。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。	组	32	3860	123520	/

13	通风柜	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：W1200*D900*H2350mm 1、通风柜采用窄边款式，主体支撑及下柜柜体采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 2、1) 下板，层板每柜柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。 2) 下柜内置活动层 20mm 需自由上下调节高度。层板承重$\geq 50\text{KG}$。 3) 可拆装式封板，组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露 4) 通风柜两侧板内部、台面下方空间布置设备管道、配件等； 5) 产品控制面板可快速拆卸结构。 3、所有金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度$\geq 75\mu\text{m}$，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 4、通风柜台面：采用 25mm 陶瓷碟型台面，配备常规陶瓷水杯，耐酸碱腐蚀性：常规 49 项化学试剂检，检测结果等级为 0 级无可见变化。承载性能：1200 kg ▲1) 陶瓷水杯：表面耐污染性能：在高氯酸 72%，盐酸 37%，硝酸 65%，氢氧化钠 40%，王水，甲醛 37%，二氯甲烷 99%，硫酸 98%，乙酸乙酯 99%，乙醇 99%，氨水 28% 化学试剂接触时间≥ 48 小时，等级达到 5 级，即“无明显变化”。2) 碟型陶瓷板：碟形下凹区域容量为$\geq 6\text{L}/\text{m}^2$；陶瓷板：吸水率$\leq 0.02\%$。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。 5、通风柜内衬及导流板：采用 5mm 厚实芯（内外均为同色透芯白色）陶瓷纤维板，正反面均为光滑亮面。 陶瓷纤维板性能要求如下： ▲1) 在 37% 盐酸，85% 磷酸，99% 乙酸，双氧水，丙酮，氨水等 13 种化学腐蚀试剂具有抗腐蚀性能，表明耐污染性能达到“5”	台	4	13800	55200	/
----	-----	--------------	----	--	---	---	-------	-------	---

			级，即“无明显变化”。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。 2）垂直燃烧：V-0 级；抗冲击韧性$\geq 62.4\text{KJ/m}^2$；拉伸强度$\geq 61.4\text{MPa}$；吸水率$\leq 0.05\%$；弯曲强度$\geq 121\text{MPa}$。 6、导流板通过防腐塑料材质固定件固定，可拆卸结构，固定件同时具备安装蒸馏架功能。 7、内部顶板上面装有 LED 节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。 8、通风柜调节门 1）玻璃采用$\geq 6\text{mm}$ 厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于 720mm，移门开启/关闭轻便灵活； 2）调节门滑道使用防腐蚀塑料材质； 3）平衡系统使用无金属外漏同步带传动，采用高强度钢丝芯聚氨酯同步带，齿面加布； 4）调节门配置防坠落功能，防止调节门急速坠落发生意外事故； 9、气翼（补风板）结构符合空气动力学设计。 10、空开及插座安装在通风柜的功能面板上，可拆卸结构。安装有漏电保护装置，不少于 4 个 220V、10A 防尘插座。 11、液晶控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，控制面板性能如左： 1）产品满足远程和本地双控制，可以远程手机监控运行状态； 2）产品可通过 wifi 无线和以太网有线双连接，保证产品的网络稳定性； 3）支持环境温度和湿度检测，以便实时观察实验环境； 4）手机端使用微信小程序进行监测和控制，满足网络安全和运维安全标准。 5）液晶屏显示实时参数，支持照明开关，风机开关，风阀角度					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			0-90 度无级调节； 6) 支持风机和风阀联动。打开风机，风阀打开，关闭风机，风阀自动关闭； 7) 支持一键紧急排风，遇到危险情况，一键达到最大排风量。 12、供水考克：采用壁式遥控水阀、水嘴，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；陶瓷阀芯，90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 20 巴；开关旋钮为高密度 PP 制作。 13、▲通风柜面风速：平均面风速 0.3m/s±10%；示踪气体浓度：泄漏浓度平均值≤0.05ppm；视窗移动影响：泄漏浓度平均值≤0.05ppm； 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。 （气流）可视化—局部（小烟雾）：无可见外溢或逃逸；气流）可视化—大烟雾：无可见外溢或逃逸；周边扫描：泄漏浓度平均值≤0.05ppm；通风柜的阻力≤70Pa 。					
14	通风柜 2(提供样品)	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓 型号规格：W1500*D900*H2350mm 1、通风柜采用窄边款式，主体支撑及下柜柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm。 2、1) 下板，层板每柜柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。 2) 下柜内置活动层 20mm 需自由上下调节高度。层板承重≥50KG。 3) 可拆装式封板，组装螺丝用孔塞遮蔽不可外露 4) 通风柜两侧板内部、台面下方空间布置设备管道、配件等； 5) 产品控制面板可快速拆卸结构。 3、所有金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75 μ m，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无	台	83	14600	1211800	/

			斑点、无流疤等缺陷。 4、通风柜台面：采用 25mm 陶瓷碟型台面，配备常规陶瓷水杯，耐酸碱腐蚀性：常规 49 项化学试剂检，检测结果等级为 0 级无可见变化。承载性能：1200 kg 1) 陶瓷水杯：表面耐污染性能：在高氯酸 72%，盐酸 37%，硝酸 65%，氢氧化钠 40%，王水，甲醛 37%，二氯甲烷 99%，硫酸 98%，乙酸乙酯 99%，乙醇 99%，氨水 28%化学试剂接触时间≥ 48 小时，等级达到 5 级，即“无明显变化”。2) 碟型陶瓷板：蝶形下凹区域容量为$\geq 6\text{L}/\text{m}^2$；陶瓷板：吸水率$\leq 0.02\%$。 5、通风柜内衬及导流板：采用 5mm 厚实芯（内外均为同色透芯白色）陶瓷纤维板，正反面均为光滑亮面。 陶瓷纤维板性能要求如下： 1) 在 37% 盐酸，85% 磷酸，99% 乙酸，双氧水，丙酮，氨水等 13 种化学腐蚀试剂具有抗腐蚀性能，表明耐污染性能达到“5”级，即“无明显变化”。 2) 垂直燃烧：V-0 级；抗冲击韧性$\geq 62.4\text{KJ}/\text{m}^2$；拉伸强度$\geq 61.4\text{MPa}$；吸水率$\leq 0.05\%$；弯曲强度$\geq 121\text{MPa}$。 6、导流板通过防腐塑料材质固定件固定，可拆卸结构，固定件同时具备安装蒸馏架功能。 7、内部顶板上安装有 LED 节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。 8、通风柜调节门 1) 玻璃采用$\geq 6\text{mm}$ 厚的钢化玻璃，移门最大开启高度不得低于 720mm，移门开启/关闭轻便灵活； 2) 调节门滑道使用防腐塑料材质； 3) 平衡系统使用无金属外漏同步带传动，采用高强度钢丝芯聚				
--	--	--	--	--	--	--	--

			氨酯同步带，齿面加布； 4)调节门配置防坠落功能，防止调节门急速坠落发生意外事故； 9、气翼（补风板）结构符合空气动力学设计。 10、空开及插座安装在通风柜的功能面板上，可拆卸结构。安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A防尘插座。 11、液晶控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，控制面板性能如下： 1)产品满足远程和本地双控制，可以远程手机监控运行状态； 2)产品可通过wifi无线和以太网有线双连接，保证产品的网络稳定性； 3)支持环境温度和湿度检测，以便实时观察实验环境； 4)手机端使用微信小程序进行监测和控制，满足网络安全和运维安全标准。 5)液晶屏显示实时参数，支持照明开关，风机开关，风阀角度0-90度无级调节； 6)支持风机和风阀联动。打开风机，风阀打开，关闭风机，风阀自动关闭； 7)支持一键紧急排风，遇到危险情况，一键达到最大排风量。 12、供水考克：采用壁式遥控水阀、水嘴，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20MPa，开关旋钮为高密度PP制作。 13、通风柜面风速：平均面风速0.3m/s±10%，示踪气体浓度：泄漏浓度平均值≤0.05ppm；视窗移动影响：泄漏浓度平均值≤0.05ppm； （气流）可视化—局部（小烟雾）：无可见外溢或逃逸；气流）可视化—大烟雾：无可见外溢或逃逸；周边扫描：泄漏浓度平均					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				值≤0.05ppm；通风柜的阻力≤70Pa。					
15	排风试剂柜	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：W900*D450*H1800mm 1、柜体：钢制柜体采用优质冷轧钢板。钢板厚度采用 1) 外门板：≥1.2mm； 2) 内门板：≥1.0mm； 3) 门板加强梁：≥ 1.2mm； 6) 层板：≥ 1.2mm； 9) 底板：≥ 1.2mm； 11) 调整脚支撑板：≥ 3.0mm； 2、五金及配件： 1) 门板把手：采用不锈钢 C 型把手。 2) 层板支撑扣：采用厚 1.2mm 以上的 304 不锈钢材质制作。 3) 每个柜体单元应配备 4 个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于 10mm 以隔离地面潮气。 3、门板：柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 U 型阻尼碰珠或磁性碰珠。门板能开关顺畅达 180°。 4、活动层板：层板上下调节间距每格应小于 20mm；数量：2 块。 5、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 6、其他：下柜门透气拉伸孔，在柜体顶部设置出风口，连接风管。	个	88	1980	174240	/

16	器皿柜	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：W900*D450*H1800mm 1、柜体：钢制柜体采用优质冷轧钢板。钢板厚度采用 1) 外门板：$\geq 1.2\text{mm}$； 2) 内门板：$\geq 1.0\text{mm}$； 3) 门板加强梁：$\geq 1.2\text{mm}$； 6) 层板：$\geq 1.2\text{mm}$； 9) 底板：$\geq 1.2\text{mm}$； 11) 调整脚支撑板：$\geq 3.0\text{mm}$； 2、五金及配件： 1) 门板把手：采用不锈钢 C 型把手。 2) 层板支撑扣：采用厚 1.2mm 以上的 304 不锈钢材质制作。 3) 每个柜体单元应配备 4 个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于 10mm 以隔离地面潮气。 3、门板：柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。门板能开关顺畅达 180 度。 4、活动层板：层板上下调节间距每格应小于 20mm；数量 2 块。 4、接水盘：采用 5mmPP 材质制作。防止液体外露。 5、视窗：采用 5mm 厚钢化玻璃。 6、把手：采用外露式铝合金把手，耐腐蚀性强。 7、铰链：采用 316 不锈钢阻尼铰链，耐腐蚀性强。 8、调整脚：采用 $\phi 8\text{mm}$ 镀锌螺杆制作，底座包覆防滑高强度塑料垫，防水防锈。 9、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度 $\geq 75\mu\text{m}$，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。	个	40	2100	84000	/
----	-----	--------------	----	--	---	----	------	-------	---

17	样品柜	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：W900*D450*H1800mm 1、柜体：钢制柜体采用优质冷轧钢板。钢板厚度采用 1) 外门板：$\geq 1.2\text{mm}$； 2) 内门板：$\geq 1.0\text{mm}$； 3) 门板加强梁：$\geq 1.2\text{mm}$； 6) 层板：$\geq 1.2\text{mm}$； 9) 底板：$\geq 1.2\text{mm}$； 11) 调整脚支撑板：$\geq 3.0\text{mm}$； 2、五金及配件： 1) 门板把手：采用不锈钢 C 型把手。 2) 层板支撑扣：采用厚 1.2mm 以上的 304 不锈钢材质制作。 3) 每个柜体单元应配备 4 个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于 10mm 以隔离地面潮气。 3、门板：柜门采用双层结构，内附隔音材料，柜门闭合采用 UBS 阻尼碰珠或磁性碰珠。门板能开关顺畅达 180°。 4、活动层板：层板上下调节间距每格应小于 20mm；数量：三块。 5、金属表面环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度$\geq 75\mu\text{m}$，金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷。 6、其他：下柜门透气拉伸孔，在柜体顶部设置出风口，连接风管	个	57	1900	108300	/
18	不锈钢抽气罩	江苏荣拓实验设备有限公司	荣拓	型号规格：W2000*D700mm 1、全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等 2、不锈钢集气罩：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 304 不锈钢制作，悬挂式排气罩详细尺寸请参照清单，根据实验需要，满足仪器对接要求，抽气罩可以上下伸缩 150mm； 3、不锈钢导风管：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以 0 到 180°，可调节风量； 4、安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接；	个	22	6000	132000	/

				5、风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低の場合，可采用风量 2500m ³ /h。					
19	万向抽气罩	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩	型号规格：Ø110mm, KP8-5D 1、主体采用 PP 或铝合金材质；关节可 360° 旋转调节方向，易拆卸；关节采用 PP 材质，可 360° 旋转调节方向，关节盖可拆装，高密度橡胶密封圈；手动气流调节阀；304 不锈钢关节连接杆；伸缩导管≥φ75 PP 或铝合金管；拱型/杯型集气罩：高密度 PP/PC 材质，罩口采用拱型/杯型，罩口直径≥375mm；固定底座采用铝合金或钢制材质，表面经氧化处理，方形底座壁厚≥2.5mm；固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定。 2、在中性盐雾溶液浓度 50g/L 环境下，持续时间≥168h，外观无明显变化。 3、▲垂直燃烧：V-0 级；弯曲弹性模量≥1350MPa 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。 4、简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m²； 5、耐腐蚀：在常温浸泡在 30%硫酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚等试剂中≥48 小时，表面无明显变化。 6、耐高温：主要部件在≥110℃的温度中持续 1 小时，表面无变化。	个	1	2350	2350	/
20	化学品存储安全柜（多功能组合柜）	无锡赛弗安全装备有限公司	赛弗	型号规格：H1840*W560*D460mm 1、整柜设有 4 个独立的存储空间 2、颜色：柜体通过颜色区分储存试剂危险类型：黄色为易燃易爆或易制爆储存区、蓝色为有毒有害或易制毒储存区、红色为氧化剂储存区、白色为腐蚀品储存区；柜体颜色采用环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，喷涂附着力不低于 2 级，最大限度降低腐蚀及湿气的影响。	个	32	8650	276800	/

			3、柜体：整柜结构为外钢制内 PP 双层结构，外壳采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板，内箱为 PP 聚丙烯瓷白色材质；柜体内腔背面预留可拆式通风孔，具有耐腐蚀性能，出风口直径为 50mm 大小，可外接排风系统。 4、柜体内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，喷涂附着力不低于 2 级，最大限度降低腐蚀及湿气的影响。 5、柜体背部设有直径不小于 50mm 的出风口。可外接排风系统。 6、锁具：每个独立的储存柜上配置电子密码锁双锁，机械锁具加密码双人管控。 7、底座：柜体底座配拆卸式防静电脚轮，方便柜体移动。 8、接地：柜体配置静电夹。 9、柜体层板为防泄漏 PP 托盘，每个空间 1 块，共 4 块托盘，托盘采用瓷白色 PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，能有效防范泄漏及试剂瓶滑落及倾倒风险。并预留包钢位置，确保承重不变型，不脱落，整体设计为活动式，可随意抽取。 ▲10、柜门张贴有二维码标签可通过客服平台系统对设备进行管理，编辑和查看设备详情（包括设备编号、设备名称、型号、类别、规格、颜色、设备类型；设备状态、生产时间、启用时间、设备位置等）； 提供生产厂家技术说明书加盖生产厂家公章。 ▲11、经耐火和防爆测试，耐火：经 90 分钟耐火测试，柜内温度不高于 50℃；柜内容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，完好无损。 防爆：符合 GB3836.1-2021 及 GB3836.8-2021 标准。 提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有 CMA 标识）。				
--	--	--	---	--	--	--	--

21	生物安全柜	苏州安泰空气技术有限公司	型号规格：W1500×D795×H2050mm 1、安全柜分类：A2 型，30%外排，70%循环，符合中国 YY0569 标准中二级生物安全柜分类为 A2 型的要求， 2、垂直层流负压机型，安全柜外箱体采用钢板静电喷涂，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于安全状态，确保无污染泄漏。 3、工作区全部采用 304 不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能；整体式可移动 304 不锈钢工作台面和容量>4000ml 的 304 不锈钢集液槽。 工作区下设污水排放控制阀、柜内后壁左右配置各一个超载保护功能的防水插座，同时在工作区左右侧壁各预留 2 个水、气接口。 4、滑动前窗采用卷簧悬挂结构，前窗玻璃≥6MM 厚的钢化玻璃，可任意定位，升降自如，性能可靠、免维护。 5、回风通道格栅设计。 6、前窗操作面须倾斜 10° 角设计，更符合人体工程学设计。 7、移门玻璃可进行全幅无死角清洁，移门可下拉至操作台面下，有效避免细菌滋生。 8、风机系统：采用先进直流无刷节能电机的风机系统，单风机系统，高效节能。自带电压波动补偿功能，在 190V~250V 宽电压波动范围内保持恒定风速，具有阻力感应补偿功能，确保在高效过滤器阻力增加 50%的情况下，风量变化小于 10%，使用更安全的同时，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。 9、送、排风高效过滤系统都设有防泄露技术的超高效过滤器，采用滤纸制作而成，滤纸材质为玻璃纤维，制作工艺为铝框无隔板结构。对 0.12um 的尘埃粒子过滤效率≥99.9995%，保证工作区洁净度能够达到 10 级。	套	1	39880	39880	/
----	-------	--------------	--	---	---	-------	-------	---

			10、高清 LCD 彩色人机对话界面，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，全程监视设备运行状态： 10.1 实时监控、显示流入气流和下降气流风速； 10.2 实时监控与显示机组运行时间等； 10.3 实时显示过滤器寿命梯度显示（条形光带），动态监控过滤器使用情况，并有绿/黄/红三色指示提醒维护与失效报警； 10.4 移门过高过低声光报警、风机运行状况和故障报警、紫外灯与移门和照明互锁等安全状态显示及声光、联锁报警； 11、有紫外灯预约定时功能：具备预约紫外灯定时开启时间、关闭时间和手动开启延时关闭功能。 12、前窗吸入口采用无阻隔回风的特殊技术，保证操作时对气流无阻挡。确保工作前窗口流入风速：$\geq 0.5\text{m/s}$，工作区下降风速 $0.2\sim 0.5\text{m/s}$。 13、送、排风系统需各配置一组具有温度补偿功能的微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及流入风速，保证负压屏障的稳定运行。 14、A2 型安全柜在运行状态下关闭前窗，3s 后可进入 ECO 模式，低速运行维持操作区的洁净度。一旦需要工作，推开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间，有效提高操作人员的工作效率，更加节能环保。 15、具有柜体防泄漏检测，确保柜体在 500Pa 的条件下无任何泄漏。 16、具有 HEPA/ULPA 过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率$\leq 0.01\%$，不可扫描过滤器漏过率$\leq 0.005\%$ 17、安全柜须标配可调高度支架，满足搬入和现场操作高度的调整需求。同时支架与上箱体可以分离，便于搬运和就位。				
--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

注：1、本表按本招标文件“第五章采购需求”-“采购清单”中的标的逐项报价。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。

4、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏荣拓实验设备有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 4 月 28 日

